

AIGUILLE BACK FLUSH À USAGE UNIQUE SINGLE USE BACK FLUSH NEEDLE

Active / Passive



L'aiguille back-flush permet l'aspiration passive ou active du liquide résiduel par capillarité.

The back-flush needle allows the passive or active aspiration of the residual liquid by capillarity.

Chaque back flush active / passive est fournie avec un raccord luer mâle/mâle.
Each active / passive back flush is supplied with a male/male luer connector.

20 gauges

MV BF76 Aspiration Active / Passive
Aiguille Back Flush 20G Bout Silicone

Silicone Tip Back Flush 20G

23 gauges

MV BF70 Aspiration Active / Passive
Aiguille Back Flush 23G Bout Silicone

Silicone Tip Back Flush 23G

25 gauges

MV BF81 Aspiration Active / Passive
Aiguille Back Flush 25G Bout Silicone

Silicone Tip Back Flush 25G

27 gauges

MV BF85 Aspiration Active / Passive
Aiguille Back Flush 27G Bout Silicone

Silicone Tip Back Flush 27G



Diamètre canule en Gauges	Diamètre Extérieur mm	Diamètre Intérieur mm	Diamètre Silicone Extérieur mm	Diamètre Silicone Intérieur mm
23G	0,60	0,45 & 0,53	0,50	0,30
25G	0,50	0,35	0,30	0,18
27G	0,39	0,20 & 0,30	0,27	0,18

MV BF76 Boite de 5 / Box of 5
MV BF70 Boite de 5 / Box of 5
MV BF81 Boite de 5 / Box of 5
MV BF85 Boite de 5 / Box of 5



Distributed by:
Medix21 Surgical
29 Jarden Mile Ngauranga 6035
p 0800 633 4921 / 021 734 762
e camille@medix21.co.nz
w medix21surgical.co.nz

PHAKOS

62 rue Kléber 93100 MONTREUIL-FRANCE
Tél. +33 (0)1 49 88 74 00 - Fax.+33 (0)1 49 88 72 88
phakos@phakos.com

CE 0459 - Fabriqué en France