

ANNEAU SILICONE À USAGE UNIQUE SINGLE USE SILICONE RING



Anneau silicone multi-usage

Vitrectomie :

S'utilise sur les lentilles de vitrectomie à usage unique (Phakos), sur les lentilles réutilisables (type Landers), compatible avec certain verres grand angle.

Cross linking :

Permet le maintien de la Riboflavine.

L'anneau est emballé individuellement sous double sachet stérile par boîte de 10.

Multi use silicone ring

Can be used with any single use lens (Phakos), reusable lens (Landers type), compatible with some wide angle glass.

Cross linking:

Allows the maintenance of Riboflavin.

The ring are individually packaged in a double sterile pouch per box of 10.



MV AS10 : anneau silicone à usage unique
silicone lens ring single use

Distributed by:

Medix21 Surgical

29 Jarden Mile Ngauranga 6035

p 0800 633 4921 / 021 734 762

e camille@medix21.co.nz



w medix21surgical.co.nz

PHAKOS

62 rue Kléber 93100 MONTREUIL-FRANCE

Tél. +33 (0)1 49 88 74 00 - Fax.+33 (0)1 49 88 72 88

phakos@phakos.com

  0459 - Fabriqué en France