

## PRISME TONOMÈTRE À USAGE UNIQUE SINGLE USE TONOMETER PRISM

### "Tonoclean" Avec "Clip Insertion"



#### Sécurité :

Élimine le risque d'infection croisée entre les patients et les protège des maladies transmises par l'intermédiaire du film lacrymal.

#### Facilité d'utilisation :

Grace au système de clip insertion, le Tonoclean s'installe et se désinstalle aisément sur tous les supports, son conditionnement permet son montage sans contact direct.

#### Type :

Jetables, stériles, emballés individuellement  
Montage : convient au tonomètre type Goldman  
Longueur : 30mm  
Emballé : Boite de 100

#### Safe

Eliminates the risk of cross-infection between patients and protects them against crossinfection of diseases transmitted through the tear film.

#### Ease of use

Due to the clip insertion system, the Tonoclean is easy to install and uninstall on all supports, its packaging allows it to be mounted without direct contact.

#### Type:

Disposable, sterile, individually wrapped  
Mounting : suitable for Goldman tonometer type  
Length : 30mm  
Packaged : Box of 100

MV CT50 Prisme Tonomètre – Tonometer Prism



Distributed by:  
Medix21 Surgical  
29 Jarden Mile Ngauranga 6035  
p 0800 633 4921 / 021 734 762  
e camille@medix21.co.nz  
w medix21surgical.co.nz

62 rue Kléber 93100 MONTREUIL-FRANCE  
Tél. +33 (0)1 49 88 74 00 - Fax.+33 (0)1 49 88 72 88  
phakos@phakos.com

 CE 0459 - Fabriqué en France